

# PRODUKTINFORMATION

## naturesQue SemOss B

[Nashorn]  
steht für Sicherheit,  
Ruhe und Kraft



Das Wesen der Natur in unserer Hand.

### BEGO IMPLANT SYSTEMS

#### naturesQue SemOss B

Xenohybrides bovines Knochenersatzmaterial mit einer Beschichtung aus Biopolymeren und Kollagenfragmenten. Durch diese Kombination entsteht ein resorbierbares Knochenersatzmaterial. Für die Applikation wird das Granulat mit Blut befeuchtet, damit sich die positiven Eigenschaften der Beschichtung wirksam entfalten können.

#### Die Eigenschaften von naturesQue SemOss B

##### Gereinigte Knochenmatrix mit natürlicher Kristallstruktur

- Boviner Rinderknochen aus Neuseeland
- Hohe Reinheit durch chemische Aufreinigung zum Schutz vor Krankheitstransmission (Verzicht auf Hochtemperaturverfahren)
- Beta-Sterilisation

##### Veredelung der gereinigten Knochenmatrix mit einer Oberflächenbeschichtung aus Kollagenfragmenten und Biopolymeren

- Förderung der Zellanhaftung
- Verstärkung der mechano-elastischen Eigenschaften der bovinen Knochenmatrix
- Schutz vor vorzeitiger Resorption der bovinen Knochenmatrix

#### naturesQue SemOss B

Artikel-Nr.	Partikelgröße	Volumen	Preis €* / 100g
58500	0,25 – 1,0 mm	0,5 ml	69,00
58501	0,25 – 1,0 mm	1,0 ml	81,00
58502	0,25 – 1,0 mm	2,0 ml	129,00
58503	0,25 – 1,0 mm	4,0 ml	237,00
58504	1,0 – 2,0 mm	1,0 ml	84,00
58505	1,0 – 2,0 mm	2,0 ml	129,00
58506	1,0 – 2,0 mm	4,0 ml	237,00

\* Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.  
Preisänderungen vorbehalten.

Miteinander zum Erfolg

